


Rabbit Anti-Mouse Cd206/Mmr Monoclonal Antibody For Fc - Q61830

商品番号: CM0011520



前書き

マウスCD206（マクロファージマンノース受容体1）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。マウスマクロファージのフローサイトメトリー解析用に設計されています。マウスCD206に特異的で、分子量は約165 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD206/MMR mAb
備考/別名	MR; CD206
種	マウス
GeneID (ヒト)	4360
GeneID	17533
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD206/MMR (NP_032651.2) のアミノ酸20-154に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内), FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61830
タンパク質分子量	165 kDa
配送	氷袋