


ウサギ抗マウス Cd206/Mmr モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q61830

商品番号: CM0009845



前書き

フローサイトメトリー用、マウスCD206/MMRを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。細胞内および細胞表面染色で検証済み。マクロファージおよび貪食研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD206/MMR mAb
備考/別名	MR; CD206
種	マウス
GeneID (ヒト)	4360
GeneID	17533
免疫原	マウスCD206/MMR (NP_032651.2) のアミノ酸20-154に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内), FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61830
タンパク質分子量	165 kDa
配送	アイスパック