

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウスCD209B/Dc-Signr1 モノクローナル抗体 - Q8Cj91

商品番号: CM0009727



前書き

マウスCD209b/DC-

SIGNR1を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。樹状細胞生物学、病原体認識、免疫受容体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD209b/DC-SIGNR1 mAb
別名	OtB7; SIGNR1; mSIGNR1; DC-SIGNR1; 1810030I22Rik
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	30835
遺伝子ID	69165
免疫原	マウスCD209b/DC-SIGNR1 (NP_081248.4) のアミノ酸76〜325番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISSプロット	Q8CJ91
タンパク質分子量	16kDa/33kDa/36kDa/37kDa
輸送方法	氷袋