

Rabbit Anti-Mouse Cd21/Cd35 Monoclonal Antibody For Fc - P19070

商品番号: CM0011772

前書き

フローサイトメトリー（FC）用に検証されたRabbit anti-Mouse CD21/CD35モノクローナル抗体。マウスCD21/CD35（CR1/CR2）に特異的で、この抗体はB細胞活性化やIgE調節を含むB細胞補体受容体の研究をサポートします。SWISS: P19070。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD21/CD35 mAb
備考/別名	Cr1, C3DR, CD21, CD35, Cr-1, Cr-2
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	1380
遺伝子ID	12902
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD21/CD35（NP_031784.1）のアミノ酸21-274に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P19070
タンパク質分子量	113kDa
配送	アイスパック