

ウサギ抗マウスCD22モノクローナル抗体（If-P・Fc用途） - P35329

商品番号: CM0011893

前書き

マウスCD22（Siglec-2）を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体です。マウスB細胞を用いた免疫蛍光法（IF-P）およびフローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。B細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD22 mAb
別名	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
反応種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	933
遺伝子ID（マウス）	12483
免疫原	マウスCD22（NP_033975.3）のアミノ酸22～151番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	IF-P、FC
交差反応性	マウス
SWISS	P35329
タンパク質分子量	89kDa / 93kDa / 97kDa
発送方法	氷袋