

Rabbit Anti-Mouse Cd22 Monoclonal Antibody For If-P And Fc - P35329

商品番号: CM0008662

前書き

標識マウスCD22標的ウサギモノクローナル抗体。免疫蛍光（IF-P）およびフローサイトメトリー（FC）で検証済み。分化、抗原提示、トラフィックングを含むB細胞生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD22 mAb
備考/別名	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
種	マウス
GeneID (ヒト)	933
GeneID	12483
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD22 (NP_033975.3) のアミノ酸22-151に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF-P, FC
交差反応性	マウス
SWISS	P35329
タンパク質分子量	89kDa/93kDa/97kDa
配送	氷袋