


マウスCd226/Dnam-1ウサギモノクローナル抗体（）、フローサイトメトリー用 - Q8K4F0

商品番号: CM0008532



前書き

マウスCD226/DNAM-

1を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。免疫細胞の接着、NK細胞およびCTLの細胞傷害活性、リンパ球シグナル伝達の研究におけるフローサイトメトリー用として検証済み。マウスと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD226/DNAM-1 mAb
備考／別名	Pta1; DNAM1; DNAM-1; TLI5A1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	10666
遺伝子ID	225825
免疫原	マウスCD226/DNAM-1のアミノ酸19～254 (NP_848802.2) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q8K4F0
タンパク質分子量	38kDa
輸送条件	保冷バッグ