

フローサイトメトリー用ウサギ抗マウスCD23モノクローナル抗体 - P20693

商品番号: CM0008573

前書き

マウスCD23 (FceRII) に対する結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。B細胞の分化とIgE制御に関与する低親和性IgE受容体を対象としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD23 mAb
別名	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	2208
遺伝子ID (マウス)	14128
免疫原	組換えタンパク質[マウスCD23 (NP_038545.1) のアミノ酸50-331番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	P20693
タンパク質分子量	37kDa
輸送方法	氷袋