

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウス CD23 モノクローナル抗体 - P20693

商品番号: CM0010709

前書き

マウス CD23（低親和性 IgE 受容体、Fcer2）に対する
標識ウサギモノクローナル抗体をご覧ください。フロー
サイトメトリーでバリデーション済みで、B
細胞分化および IgE 制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD23 mAb
備考／別名	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
種	マウス
GeneID（ヒト）	2208
GeneID	14128
免疫原	マウス CD23（NP_038545.1）のアミノ酸 50～331 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P20693
タンパク質分子量	37KDa
輸送	保冷バッグ