

ウサギ抗マウス Cd23 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P20693

商品番号: CM0006168

前書き

ウサギ抗マウス

CD23（Fcer2）モノクローナル抗体。フローサイトメトリー用にバリデーション済み。IgE調節、B細胞分化、マクロファージ活性化に参与する低親和性IgE受容体を認識します。アレルギーおよび免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD23 mAb
備考／別名	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
種	マウス
GeneID（ヒト）	2208
GeneID	14128
免疫原	マウスCD23（NP_038545.1）のアミノ酸50～331に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P20693
タンパク質分子量	37KDa
配送	保冷バッグ