

ウサギ抗マウスCD24 Mab（Fc用） - P24807

商品番号: CM0005224

前書き

マウスCD24のフローサイトメトリー検出用、標識ウサギ抗マウスCD24モノクローナル抗体です。検証済みの種反応性：マウス。免疫細胞プロファイリングや自己免疫疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD24 mAb
別名	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
対象種	マウス
GeneID（ヒト）	100133941
GeneID	12484
免疫原	組換えタンパク質。マウスCD24（NP_033976.1）のアミノ酸27-53番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P24807
タンパク質分子量	8kDa
発送方法	保冷剤