

Rabbit Anti-Mouse Cd24 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P24807

商品番号: CM0010387

前書き

フローサイトメトリー用結合ウサギ抗マウスCD24モノクローナル抗体（HSA、Ly-52、nectadrin）。マウスCD24を認識します。免疫細胞の分化および活性化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD24 mAb
備考/別名	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	100133941
遺伝子ID (マウス)	12484
免疫原	マウスCD24 (NP_033976.1) のアミノ酸27-53に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P24807
タンパク質分子量	8kDa
配送	アイスバッグ