

Rabbit Anti-Mouse Cd24 Monoclonal Antibody For If/Fc - P24807

商品番号: CM0008668

前書き

標識ウサギモノクローナル抗体（マウスCD24標的）。免疫蛍光法およびフローサイトメトリーで検証済み。B細胞活性化や胸腺細胞の分化を含む免疫細胞研究に信頼性の高いツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD24 mAb
別名	HSA, Cd24, Ly-52, nectadrin
反応性種	マウス
ヒト遺伝子ID	100133941
マウス遺伝子ID	12484
免疫原	マウスCD24（NP_033976.1）のアミノ酸27-53を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
抗体タイプ	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, IF-P, FC
交差反応性	マウス
UniProtアクセッション番号	P24807
予測分子量	8kDa
配送条件	アイスバッグ