

ウサギ抗マウスCD24モノクローナル抗体（If/IccおよびFc用） - P24807

商品番号: CM0005690

前書き

免疫蛍光（IF/ICC）およびフローサイトメトリー（FC）用のマウスCD24に対する標識ウサギモノクローナル抗体。CD24は、細胞分化、胸腺細胞の発生、B細胞の活性化、および自己免疫に関与するGPIアンカー型細胞表面糖タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD24 mAb
備考/別名	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
種	マウス
GeneID (ヒト)	100133941
GeneID	12484
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD24（NP_033976.1）のアミノ酸27-53に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC, FC
交差反応性	マウス
SWISS	P24807
タンパク質分子量	8kDa
輸送	保冷バッグ