

ウサギ抗マウスCD25モノクローナル抗体（Fc用） - P01590

商品番号: CM0008519

前書き

マウスCD25（IL-2受容体α鎖）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体です。マウスCD25と特異的に反応し、免疫学および制御性T細胞研究におけるフローサイトメトリー用途で検証済みであり、免疫寛容機構の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD25 mAb
別名	CD25; Il2r; Ly-43
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	3559
遺伝子ID	16184
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD25（NP_032393.3）のアミノ酸22～236番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P01590
タンパク質分子量	30KDa
発送方法	保冷剤梱包