

ウサギ抗マウスCD25モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P01590

商品番号: CM0008908

前書き

フローサイトメトリー用に調製された、で標識されたマウスCD25（IL-2R α ）に対するウサギモノクローナル抗体です。マウス検体での検証が完了しています。Tregを介した免疫寛容の主要制御因子であるインターロイキン2受容体サブユニット α を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD25 mAb
別名	CD25; Il2r; Ly-43
対象種	マウス
GeneID（ヒト）	3559
GeneID	16184
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD25のアミノ酸22～236番の配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_032393.3)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P01590
タンパク質分子量	30KDa
発送方法	保冷剤