

Rabbit Anti-Mouse Cd25 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P01590

商品番号: CM0011348

前書き

フローサイトメトリー用の高品質ABflo
450結合ウサギ抗マウスCD25モノクローナル抗体。マウスCD25（IL-2受容体α鎖）を認識し、Tregの同定および免疫寛容研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Rabbit anti-Mouse CD25 mAb
備考/別名	CD25; Il2r; Ly-43
種	マウス
GeneID (ヒト)	3559
GeneID	16184
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD25（NP_032393.3）のアミノ酸22-236に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01590
タンパク質分子量	31kDa
配送方法	アイスバッグ