

Rabbit Anti-Mouse Cd25 Monoclonal Antibody (Il2Ra, P55) For Flow Cytometry - P01590

商品番号: CM0012578

前書き

Rabbit anti-Mouse CD25
モノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。マウス IL2RA/p55 (UniProt P01590, 30 kDa) を標的とします。Treg および免疫寛容のフローサイトメトリー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD25 mAb
備考/別名	CD25; Il2r; Ly-43
種	Mouse
遺伝子ID (ヒト)	3559
遺伝子ID	16184
免疫原	マウス CD25 (NP_032393.3) のアミノ酸 22-236 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	Rabbit
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	Mouse
SWISS	P01590
タンパク質分子量	30kDa
配送	Ice bag