


ウサギ抗マウスCD252（Ox40リガンド）モノクローナル抗体 If/Icc、Fc用 - P43488

商品番号: CM0009979



前書き

マウスCD252（OX40リガンド）に特異的な共役ウサギモノクローナル抗体です。IF/ICCおよびFCでの使用が検証済みです。T細胞増殖およびサイトカイン産生を共刺激します。約22 kDaの膜タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD252 (OX40 Ligand) mAb
別名	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	7292
遺伝子ID	22164
免疫原	組換えタンパク質[マウスCD252 (OX40 リガンド) (NP_033478.1)のアミノ酸51-198番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質]
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC, FC
交差反応性	マウス
SWISS	P43488
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷剤