


ウサギ抗マウス Cd252 (Ox40 リガンド) モノクローナル抗体 [If/Icc, Fc 用] - P43488

商品番号: CM0005110



前書き

マウス CD252 (OX40 リガンド) を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。IF/ICC および FC
で検証済み。組換え体免疫原 (aa 51-198)
により特異性を確保。T細胞共刺激研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD252 (OX40 リガンド) mAb
備考/別名	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	7292
遺伝子ID	22164
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC, FC
交差反応性	マウス
SWISS	P43488
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ