

Rabbit Anti-Mouse Cd262/Trailr2 Monoclonal Antibody For Fc - Q9Qzm4

商品番号: CM0010289

前書き

マウスCD262/TRAILR2（Death receptor 5）に特異的な高品質な結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用に検証済みであり、心臓、肺、腎臓組織におけるアポトーシス、TRAILシグナル伝達、および小胞体（ER）ストレスの調査に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD262/TRAILR2 mAb
備考/別名	MK; DR5; Ly98; KILLER; TRAILR2; TRICKB; TRICK2A; TRICK2B
種	Mouse
遺伝子ID (ヒト)	8795
遺伝子ID	21933
免疫原	組換えタンパク質（マウスCD262/TRAILR2 (NP_064671.2) のアミノ酸53-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。）
供給源	Rabbit
カテゴリー	Monoclonal Antibodies
アプリケーション	FC
交差反応性	Mouse
SWISS	Q9QZM4
タンパク質分子量	42kDa
配送	氷袋