

ウサギ抗マウス Cd262/Trailr2 モノクローナル抗体（Fc用） - Q9Qzm4

商品番号: CM0008404

前書き

結合ウサギモノクローナル抗体（マウスCD262/TRAILR2[デスレセプター5、MK]標的）。フローサイトメトリーで検証済み。42 kDaタンパク質を検出、マウスと反応。アポトーシス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD262/TRAILR2 mAb
備考/別名	MK; DR5; Ly98; KILLER; TRICKB; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B
種	マウス
GeneID (ヒト)	8795
GeneID	21933
免疫原	マウスCD262/TRAILR2 (NP_064671.2) のアミノ酸53-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QQZM4
タンパク質分子量	42kDa
配送	氷袋