

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウスCd262/Trailr2モノクローナル抗体 - Q9Qzm4

商品番号: CM0005340

前書き

TRAIL結合時のアポトーシスを媒介するデスレセプターであるマウスCD262/TRAILR2 (DR5) に対する、結合ウサギモノクローナル抗体です。マウスサンプルでのフローサイトメトリー検出用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD262/TRAILR2 mAb
別名	MK, DR5, Ly98, KILLER, TRICKB, TRAILR2, TRICK2A, TRICK2B
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	8795
遺伝子ID	21933
免疫原	マウスCD262/TRAILR2 (NP_064671.2) のアミノ酸53～170番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QZM4
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	保冷剤