

Fc用ウサギ抗マウスCd267/Taciモノクローナル抗体 - Q9Et35

商品番号: CM0012212

前書き

フローサイトメトリー（FC）用の、マウスCD267/TACI（SWISS: Q9ET35）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。B細胞およびT細胞の機能研究、ならびに体液性免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD267/TACI mAb
備考／別名	Taci; I200009E08Rik
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	23495
遺伝子ID	57916
免疫原	マウスCD267/TACI（NP_067324.1）のアミノ酸5～129に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9ET35
タンパク質分子量	27kDa
輸送	アイスバッグ