

ウサギ 抗マウス Cd267/Taci モノクローナル抗体 For Fc - Q9Et35

商品番号: CM0011377

前書き

マウス CD267/TACI (TNFRSF13B) を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー (FC)
で検証済み。マウスと反応する。B細胞およびT細胞機能研究、体液性免疫研究、診断応用に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス CD267/TACI mAb
備考/別名	Taci; I200009E08Rik
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	23495
遺伝子ID (マウス)	57916
免疫原	マウス CD267/TACI (NP_067324.1) のアミノ酸 5-129 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9ET35
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ