

フローサイトメトリー用 Abflo 647 標識 ウサギ抗マウス Cd267/Taci モノクローナル抗体 - Q9Et35

商品番号: CM0012452

前書き

ABflo 647
標識のウサギ由来モノクローナル抗体で、マウス
CD267/TACI
を標的とし、フローサイトメトリー用に検証済みです。
。B細胞およびT細胞免疫と体液性調節に関与する受容
体を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD267/TACI mAb
備考/別名	Taci; I200009E08Rik
種	マウス
ヒト遺伝子ID	23495
遺伝子ID	57916
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9ET35
タンパク質分子量	27kDa
輸送	保冷バッグ