

ウサギ抗マウス Cd268/Baff-R モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9D8D0

商品番号: CM0010082

前書き

フローサイトメトリー（FC）用のマウス
CD268/BAFF-R に対する
標識ウサギモノクローナル抗体。マウス反応性を検証
済み、19kDa
B細胞受容体を標的。B細胞の発生および免疫学研究に
最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD268/BAFF-R mAb
備考/別名	Bcmd; Baffr; Bcmd1; BAFF-R; Bcmd-1; Lvis22; 2010006P15Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	115650
GeneID	72049
免疫原	マウス CD268/BAFF-R (NP_082351.1) のアミノ酸 10-71 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9D8D0
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷バッグ