

Rabbit Anti-Mouse Cd270/Hvem Monoclonal Antibody For Fc - Q80Wm9

商品番号: CM0008893



前書き

標識マウスCD270/HVEM特異的ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済みであり、研究用途においてこの免疫チェックポイント受容体の検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD270/HVEM mAb
備考/別名	TR2; Atar; HveA; Hvem; Tnfrs14
種	マウス
GeneID (ヒト)	8764
GeneID	230979
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD270/HVEM (NP_849262.1) のアミノ酸39-207に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q80WM9
タンパク質分子量	30kDa
配送	氷袋