

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウスCd272/Btla モノクローナル抗体 - Q7Tsa3

商品番号: CM0005888



前書き

マウスCD272/BTLAに特異的な共役ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。T細胞およびB細胞における抑制性受容体機能や免疫調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD272/BTLA mAb
備考/別名	A630002H24
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	151888
遺伝子ID	208154
免疫原	マウスCD272/BTLA (NP_001032808.2) のアミノ酸30～176番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	Q7TSA3
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	氷袋