


フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウス CD274/Pd-L1 Mab - Q9Ep73

商品番号: CM0012507



前書き

フローサイトメトリーでのバリデーション済み結合ウサギ抗マウスCD274/PD-

L1モノクローナル抗体。マウス細胞上のPD-L1（B7-H1、Q9EP73）を検出します。免疫腫瘍学研究に最適です。CamelBioより供給されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD274/PD-L1 mAb
備考／別名	B7h1; Pd1l; Pcd1l1l; Pcd1l1g1; A530045L16Rik
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	29126
遺伝子ID	60533
免疫原	マウスCD274/PD-L1 (NP_068693.1) のアミノ酸19～235に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9EP73
タンパク質分子量	32kDa
配送	保冷バッグ