


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ 抗マウス Cd274/Pd-L1

モノクローナル抗体 - Q9Ep73

商品番号: CM0010193



前書き

フローサイトメトリーアプリケーション向け、マウス CD274/PD-

L1を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。マウスサンプルと反応；32

kDa。免疫チェックポイント経路および抗腫瘍免疫の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス CD274/PD-L1 mAb
備考/別名	B7h1, Pdl1, Pdcd1l1, Pdcd1lg1, A530045L16Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	29126
GeneID	60533
免疫原	マウスCD274/PD-L1 (NP_068693.1)のアミノ酸19-235に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9EP73
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷剤