


フローサイトメトリー用ウサギ抗マウスCD274/Pd-L1モノクローナル抗体（） - Q9Ep73

商品番号: CM0008928



前書き

マウスCD274/PD-L1に対する結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。免疫チェックポイント研究および腫瘍免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD274/PD-L1 mAb
備考/別名	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
種	マウス
GeneID（ヒト）	29126
GeneID	60533
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9EP73
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷バッグ