

Rabbit Anti-Mouse Cd28 Monoclonal Antibody For Fc - P31041

商品番号: CM0009685



前書き

マウスCD28を標的とするウサギモノクローナル抗体で、で標識されています。フローサイトメトリー（FC）で検証済みです。T細胞活性化および免疫恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD28 mAb
備考/別名	Cd28
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	940
遺伝子ID	12487
免疫原	マウスCD28 (NP_031668.3) のアミノ酸20-149に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P31041
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋