

ウサギ抗マウスCd28モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P31041

商品番号: CM0012097



前書き

フローサイトメトリー用に調製された、標識マウスCD28に対するウサギモノクローナル抗体です。マウスCD28に特異的に結合し、分子量25 kDaのタンパク質を認識します。T細胞免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD28 mAb
別名	Cd28
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	940
遺伝子ID	12487
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD28（NP_031668.3）のアミノ酸20～149番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P31041
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	氷袋