

ウサギ抗マウス Cd301 (Mgl1/2) モノクローナル抗体 (Fc用) - P49300 / Q8Jzn1

商品番号: CM0010921

前書き

標識ウサギモノクローナル抗体（マウスCD301 (MGL1/2) 標的）。フローサイトメトリーに適用可能。免疫および代謝における主要なマクロファージレクチンである Clec10a/Clec10bを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD301 (MGL1/2) mAb
備考/別名	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	10462/54551
遺伝子ID	17312/216864
免疫原	マウスCD301a (NP_034926.1) のアミノ酸57-304に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P49300/Q8JZN1
タンパク質分子量	34kDa/38kDa
配送	アイスバック