

Abflo® Rabbit Anti-Mouse Cd301 (Mgl1/2) Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P49300 / Q8Jzn1

商品番号: CM0011628

前書き

標識マウスCD301 (MGL1/2)
ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に特化しており、マウスサンプルに反応します。マクロファージガラクトース型レクチンを認識し、免疫学および感染症研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Rabbit anti-Mouse CD301 (MGL1/2) mAb
備考/別名	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
種	Mouse
GeneID (ヒト)	10462/54551
GeneID	17312/216864
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD301a (NP_034926.1) のアミノ酸57-304に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	Rabbit
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	Mouse
SWISS	P49300/Q8JZN1
タンパク質分子量	34kDa/38kDa
配送	氷袋