

ウサギ抗マウス Cd301 (Mgl1/2)

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P49300 / Q8Jzn1

商品番号: CM0010078

前書き

フローサイトメトリー用の標識ウサギ抗マウスCD301 (MGL1/2)

モノクローナル抗体。活性化マクロファージ上のガラクトース/N-アセチルガラクトサミン特異的レクチンであるマウスCD301aおよびCD301bを検出し、免疫応答に関与します。マウスサンプルで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD301 (MGL1/2) mAb
備考/別名	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
種	マウス
GeneID (ヒト)	10462/54551
GeneID	17312/216864
免疫原	組換えタンパク質；マウスCD301a (NP_034926.1) のアミノ酸57-304に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P49300/Q8JZN1
タンパク質分子量	34kDa/38kDa
配送	保冷バッグ