


Rabbit Anti-Mouse Cd304/Neuropilin-1 Mab For Fc - P97333

商品番号: CM0006045



前書き

Rabbit anti-Mouse CD304/Neuropilin-1 mAb for flow cytometry (FC). マウスNeuropilin-1 (SWISS P97333)

を検出します。これは、血管新生および神経発達に
与する受容体です。心血管および神経科学研究に最適
です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD304/Neuropilin-1 mAb
備考/別名	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
種	Mouse
GeneID (ヒト)	8829
GeneID	18186
免疫原	マウスCD304/Neuropilin-1 (NP_032763.2) のアミノ酸22-856に相当する配列を含む組換えタンパク質/組換え融合タンパク質。
ソース	Rabbit
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	Mouse
SWISS	P97333
タンパク質分子量	103kDa
配送	アイスバッグ