


ウサギ抗マウス Cd317/Bst2 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q8R2Q8

商品番号: CM0004805



前書き

で標識された、フローサイトメトリー用ウサギ抗マウスCD317/BST2モノクローナル抗体。形質細胞様樹状細胞上に発現するIFN誘導性抗ウイルス制限因子BST2を認識し、自然免疫の研究に用いられます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD317/BST2 mAb
備考/別名	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	684
遺伝子ID	69550
免疫原	マウスCD317/BST2 (NP_932763.1) のアミノ酸55-152に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	Q8R2Q8
タンパク質分子量	19 kDa
発送	保冷剤