


フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウスCd317/Bst2 モノクローナル抗体 - Q8R2Q8

商品番号: CM0010536



前書き

マウスCD317/BST2 (GREG, HM1.24)

を標的とするウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済みです。抗ウイルス制限に参与する19kDaの骨髄間質抗原を認識します。免疫学および感染症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD317/BST2 mAb
備考/別名	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	684
GeneID	69550
免疫原	マウスCD317/BST2 (NP_932763.1) のアミノ酸55-152に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q8R2Q8
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷バッグ