

ウサギ抗マウスCd34モノクローナル抗体 - Q64314

商品番号: CM0010351

前書き

IF/ICCおよびFC用のウサギ抗マウスCD34モノクローナル抗体。造血前駆細胞抗原CD34（Q64314）を標的とします。マウス幹細胞研究および診断に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD34 mAb
備考/別名	CD34; CD34分子; GIG3; MORT1
種	マウス
GeneID (ヒト)	947
GeneID	12490
免疫原	マウスCD34 (NP_598415.1) のアミノ酸35-287に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC, FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q64314
タンパク質分子量	35kDa/41kDa
発送	保冷バッグ