

ウサギ抗マウスCD34モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q64314

商品番号: CM0004836

前書き

フローサイトメトリー用の標識ウサギ抗マウスCD34モノクローナル抗体です。造血前駆細胞の接着および幹細胞の付着に関与するマウスCD34（41kDa）を認識します。マウスを用いたフローサイトメトリー（FC）アッセイに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD34 モノクローナル抗体
別名	CD34; CD34分子; GIG3; MORT1
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	947
GeneID	12490
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD34（NP_598415.1）のアミノ酸35～287番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISSプロットID	Q64314
タンパク質分子量	41kDa
発送方法	氷袋梱包