

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウス Cd34 モノクローナル抗体 - Q64314

商品番号: CM0009441

前書き

で標識したマウスCD34に対するウサギモノクローナル抗体です。造血前駆細胞抗原CD34を標的とし、幹細胞および造血研究における重要なマーカーです。マウスサンプルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD34 mAb
備考／別名	CD34; CD34 molecule; GIG3; MORT1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	947
遺伝子ID	12490
免疫原	組換えタンパク質 (マウスCD34のaa 35-287、NP_598415.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q64314
タンパク質分子量	41 kDa
輸送条件	アイスパック