

ウサギ抗マウスCD352/Slamf6モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Et39

商品番号: CM0009119

前書き

マウスCD352/SLAMF6を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用です。免疫学研究における免疫細胞制御、NK細胞活性化、T細胞分化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD352/SLAMF6 mAb
別名	KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	114836
遺伝子ID（マウス）	30925
免疫原	マウスCD352/SLAMF6（NP_001334115.1）のアミノ酸31～235番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	Q9ET39
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	保冷剤