

## Rabbit Anti-Mouse Cd366 (Tim-3) Mab For Flow Cytometry - Q8Vim0

商品番号: CM0010198



### 前書き

フローサイトメトリー用マウスTIM-3 (CD366) 標識結合ウサギモノクローナル抗体。マウス特異的で、交差反応性なし。Th1、CD8+ T細胞、NK細胞、マクロファージにおける免疫チェックポイント調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                                  |
|-------------|-------------------------------------|
| 製品名         | Rabbit anti-Mouse CD366 (TIM-3) mAb |
| 備考/別名       | Tim3; TIM-3; Timd3                  |
| 種           | マウス                                 |
| GeneID (ヒト) | 84868                               |
| GeneID      | 171285                              |
| 免疫原         | 組換えタンパク質                            |
| ソース         | ウサギ                                 |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                           |
| アプリケーション    | FC                                  |
| 交差反応性       | マウス                                 |
| SWISS       | Q8VIM0                              |
| タンパク質分子量    | 22kDa/31kDa                         |
| 配送          | 氷袋                                  |