


ウサギ抗マウスCd38モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P56528

商品番号: CM0005263



前書き

で標識されたウサギモノクローナル抗マウスCD38抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。マウスモデルにおけるリンパ球のシグナル伝達、活性化、遊走におけるCD38の役割を研究するのに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD38 mAb
別名	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	952
遺伝子ID	12494
免疫原	組換えタンパク質 / マウスCD38 (NP_031672.2) のアミノ酸45-304番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISSプロットID	P56528
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	氷袋梱包