


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗マウス CD38 モノクローナル抗体 - P56528

商品番号: CM0012570



前書き

マウス CD38 に対する
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー (FC)
で検証済み。カルシウム動員、シグナル伝達、リンパ球活性化に
関与する多機能膜貫通型糖タンパク質であるマウス CD38 を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD38 mAb
備考/別名	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
種	マウス
GeneID (ヒト)	952
GeneID	12494
免疫原	マウス CD38 (NP_031672.2) のアミノ酸 45-304 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P56528
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ