


## フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウス Cd38 モノクローナル抗体 - P56528

商品番号: CM0007922



### 前書き

フローサイトメトリー用 結合ウサギ抗マウス CD38 モノクローナル抗体。カルシウム動員、リンパ球活性化、受容体介在性シグナル伝達に關与する多機能膜貫通糖タンパク質 CD38 を検出します。免疫細胞プロファイリング研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ウサギ抗マウス CD38 mAb                                                   |
| 備考／別名       | I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1                                            |
| 種           | マウス                                                                |
| GeneID (ヒト) | 952                                                                |
| GeneID      | 12494                                                              |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 マウス CD38 (NP_031672.2) のアミノ酸 45～304 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                                |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                          |
| 用途          | FC                                                                 |
| 交差反応性       | マウス                                                                |
| SWISS       | P56528                                                             |
| タンパク質分子量    | 34kDa                                                              |
| 輸送条件        | 保冷バッグ                                                              |