

ウサギ抗マウスCd4 Mab（フローサイトメトリー用） - P06332

商品番号: CM0005847

前書き

フローサイトメトリーでの使用が検証済みの標識ウサギ由来抗マウスCD4モノクローナル抗体です。ヘルパーT細胞のコレセプターであるマウスCD4（L3T4）を認識します。免疫表現型解析や免疫応答研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD4 mAb
別名	L3T4; Ly-4
対象種	マウス
GeneID（ヒト）	920
GeneID	12504
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD4（NP_038516.1）のアミノ酸27〜394番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P06332
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷剤