

ウサギ抗マウスCD4 Mab - P06332

商品番号: CM0011299

前書き

フローサイトメトリーでの使用が検証済みの標識ウサギ抗マウスCD4モノクローナル抗体です。ヘルパーT細胞の表面マーカーであるマウスCD4（L3T4）を認識します。マウスモデルを用いた免疫表現型解析およびT細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD4 mAb
別名	L3T4; Ly-4
対象種	マウス
ヒト遺伝子ID	920
遺伝子ID	12504
免疫原	マウスCD4（NP_038516.1）のアミノ酸27〜394番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P06332
タンパク質分子量	51kDa
輸送方法	保冷剤梱包